

Februar bis März 2012

## ZYRCOMAT 6000 MS, VITA

### HighSpeed-Sinterofen

Der neue ZYRCOMAT 6000 MS ist auf alle Hochtemperatur-Sinterbrände sämtlicher dentalkeramischer Gerüstmaterialien wie  $ZrO_2$  und  $Al_2O_3$  ausgelegt und kann innerhalb von nur 80 Minuten durch eine kontrollierte Abkühlphase auf  $400^\circ C$  materialschonend bis zu neungliedrige Brückengerüste bzw. voll-anatomische Restaurationen sintern. Mit diesem schnellen, leisen, kompakten und wirtschaftlichen Ofen setzt VITA einen neuen Maßstab in diesem Segment und bietet dem Anwender eine „Smile in one day“-Lösung an.

Neben den gewohnten anwenderfreundlichen Features, wie z. B. bequeme Bestückung der für 25 Einheiten ausgelegten Brennkammer, ausziehbare Platten zur sicheren Brenngutablage, ist auch die Sinter-technologie auf die höchsten Ansprüche optimiert worden.

Natürlich besteht auch beim ZYRCOMAT 6000 MS die Möglichkeit zur modularen Systemerweiterung durch die Option der Mehrfensteuerung.

Des Weiteren stehen Ihnen 2 Designausführungen (Edelstahl und lackiert in Anthrazit-Optik) sowie 3 farbige Seitenblenden für eine persönliche Spezifikation zur Verfügung.

- homogene Wärmeverteilung in der Sinterkammer (bis zu  $1.600^\circ C$ )
- vollautomatische Kalibrierung mit garantierter Temperaturgenauigkeit
- lange Lebensdauer und dauerhaft stromsparender Betrieb
- schonendes Sintern von allen gängigen Materialien wie weißes, industriell eingefärbtes oder manuell eingefärbtes Zirkonoxid in allen Modi für konstant überzeugende Brennergebnisse
- drei frei wählbare Sinter-Modi: HighSpeed, Konventionell oder Benutzerdefiniert

nur  
**€ 9.495,-**



#### Paketangebot

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| ZYRCOMAT 6000 MS lackiert | € 9.500,-           |
| vPad comfort              | € 1.250,-           |
| statt                     | <del>10.750,-</del> |
| nur                       | <b>€ 9.495,-</b>    |

## Powerlux, Eschenbach

### Leuchtlupe

Die neue Generation der Leuchtlupe – in einer neuen geometrischen Gestaltung: Kompakt, robust, bequem, vertraut – ausgezeichnet von IF mit dem product design award 2010.

- hohe Vergrößerung 20 Dpt/5 x bei großem Sehfeld
- beste Abbildungsqualität dank Asphäre cera-tec® Beschichtung
- optimale Ausleuchtung durch 2 gegenüberliegende SMD-LEDs – keine Schattenbildung
- Softtouch-Taste für EIN/AUS, deutliche Schaltrückmeldung, einfache Bedienung
- Abschaltautomatik: das Licht schaltet nach 30 Min. automatisch ab (3 AAA-Batterien für 40 Std. Licht)

| Licht                       | Art.-Nr. |
|-----------------------------|----------|
| kaltweiß (ca. 8.000 Kelvin) | 215053   |
| warmweiß (ca. 3.000 Kelvin) | 215054   |

je **€ 73,70**



## RETOMAT, Reitel

### Vorwärmofenserie für die Edelmetall- und Modellgusstechnik

- Vier-Seiten-Heizspiralsystem
- Aufheizgeschwindigkeit: max. 15°C/Min.
- Maximaltemperatur: 1.150 °C
- Ventilatoranschluss
- modernste Isolationsmaterialien
- nach oben schwenkbare Edelstahltür
- Edelstahl-Gehäuse

Die neue Steuerung COMFORT für alle 3 Größen der RETOMAT-Vorwärmofenserie bietet einfachste Programmierung von 4 verschiedenen Programmen mit 4 Heizstufen. Selbstverständlich ist auch ein Speedprogramm enthalten. Die Werte der Aufheiz- und Haltezeit werden direkt logisch im Display eingegeben und angezeigt.

**RETOMAT MINI**  
(Kammergröße 3,2 l) mit  
Steuerung COMFORT  
statt ~~2.450,-~~  
nur **€ 2.295,-**

**Katalysator**  
(für alle Vorwärmöfen  
RETOMAT)  
**€ 680,-**

ab  
**€ 2.295,-**

**RETOMAT**  
(Kammergröße 5,2 l) mit  
Steuerung COMFORT  
statt ~~3.310,-~~  
nur **€ 3.095,-**

**RETOMAT MG**  
(Kammergröße 9,2 l) mit  
Steuerung COMFORT  
statt ~~3.610,-~~  
nur **€ 3.395,-**



## PalaMeter, Heraeus

### Das vielseitige Messinstrument für die Prothetik

Mit dem PalaMeter hat Heraeus ein Tool entwickelt, das Ihre tägliche Arbeit um ein vielfaches erleichtert. Alles was Sie brauchen haben Sie in einer Hand. Die durchdachte Gestaltung, das flexible Material und das klare Farbsystem machen die Anwendung besonders einfach.

- Lineal in mm
- Winkelmaß in °
- Bogenmaß in mm
- Stechmaß in 1/10 mm
- Milimeter-Raster

1 Stück  
Art.-Nr. 210594

**€ 4,95**



## EVE ECOCERAM WG, EVE

Silikonpolierer für die Bearbeitung von Keramiken vor dem finalen Sintern

### Anwendungen

- Keramik-Rohlinge
- Glätten und Hochglanzpolieren
  - dunkelgrau: 1. Stufe, Abtragen und Formen
  - hellgrau: 2. Stufe, Hochglanzpolitur
- zum Ausdünnen der Kronenränder
- Verschleifen der Konnektoren

### Eigenschaften

- reduzierter Arbeitsaufwand: Polierter Weißling = hochglanzgesinterte Arbeit
- keine Farbpigmente (keine Verunreinigungen)
- angepasst an die geringe Eigenfestigkeit des Werkstoffes
- weiche Silikonbindung



10 Stück

- Maße: 22 x 3 mm

| Polierer | Art.-Nr. |
|----------|----------|
| R22m-WG  | 214220   |
| R22f-WG  | 215040   |

je € 4,80



10 Stück

- Maße: 10 x 24 mm

| Polierer  | Art.-Nr. |
|-----------|----------|
| H334Km-WG | 214221   |
| H334Kf-WG | 215041   |

je € 19,90

## Magic Disc, Yeti

Diamantierte Trennscheiben für Keramik

Ultradünn und glasfaserverstärkt überzeugen die Scheiben mit ihrer besonderen Flexibilität. Sie sind hochflexibel und gleichzeitig bruchsticher, so dass sie sich hervorragend zum interdentalen Separieren von Keramik und Brücken sowie zum anatomischen Beschleifen der Aproximalflächen eignen.

- bruchsicher – glasfaserverstärkt
- zum Beschleifen von Keramik und Zirkon
- hohe Schnittleistung beim Abtrennen von Presskanälen
- extrem hohe Standfestigkeit und Langlebigkeit

10 Stück Packung

- Ø 20 mm
  - Stärke: 0,2 mm
- Art.-Nr. 213333

€ 44,80



## Profident 2010, Ernst Hinrichs GmbH

Modellsystem

Dieses innovative und zuverlässige Modellsystem zeichnet sich durch höchste Präzision und deutliche Zeit- und Materialersparnis aus.

- keine kostenintensiven Zusatzgeräte nötig
- schnelle Herstellung von qualitativ hochwertigen Sägemodellen
- Herstellung des Modells inklusive Sockel in einem Arbeitsschritt
- vorgefertigter, dimensionsstabiler Split-Cast
- wiederverwendbare Komponenten und Basisplatten für alle Situationen

Starterset komplett

Art.-Nr. 208305

€ 135,-



Die aktuelle Empfehlung aus unserer Fachbuchhandlung

# Vollkeramik

Ein Praxiskonzept

Autor: S. Rinke • Quintessenz Verlag

Dank der Entwicklung immer leistungsfähigerer Materialien und Befestigungssysteme haben vollkeramische Restaurationen im Verlauf der letzten 30 Jahre eine beständige Indikationserweiterung erfahren. Die vollkeramische Versorgung ist heute neben der Implantatprothetik eines der am schnellsten wachsenden Behandlungsfelder, und der niedergelassene Zahnarzt hat die Qual der Wahl hinsichtlich der jeweils optimalen Werkstoffe und Techniken für die individuelle Patientenversorgung.

Das vorliegende Buch, aus der Praxis für die Praxis geschrieben, soll als Entscheidungshilfe und Leitfaden beim Aufbau eines vollkeramischen Behandlungskonzeptes dienen. „Behandlungskonzept“ umfasst hierbei nicht nur die Frage der Materialauswahl, sondern ebenso die speziellen Aspekte des klinischen Vorgehens (Präparation, Abformung, Befestigung), die Zusammenarbeit mit dem Labor und die verfügbare Evidenz zur klinischen Bewährung keramischer Restaurationen.

- 1. Auflage 2011
  - 240 Seiten mit 364 Abbildungen
- Art.-Nr. 102730

€ 78,-

€ 78,-



Tipp

Mehr Informationen erhalten Sie in unserer Fachbuchhandlung:

Tel. 0 69/8 29 83-1 91

Besuchen Sie jetzt auch unseren neuen Buchshop unter [www.pluradent.de/buchhandlung](http://www.pluradent.de/buchhandlung)

PluraLife – Lifestyle-Produkte zu Top-Preisen

## Y line Schreibset, CERRUTI 1881

Schreibset bestehend aus 1 Füllfederhalter und 1 Kugelschreiber im attraktiven Etui

- Maße: 155 x 97 mm
  - Gewicht: 284 g
- Art.-Nr. 215505  
statt ~~80,-~~ (netto)  
nur € 55,- (rein netto)

vom Umtausch ausgeschlossen, Lieferung ohne Dekoration

Plura  
Life

nur

€ 55,-

Pluradent AG & Co KG  
Kaiserleistraße 3 • D-63067 Offenbach  
Tel. 0 69/8 29 83-0 • Fax 0 69/8 29 83-2 71  
E-Mail [offenbach@pluradent.de](mailto:offenbach@pluradent.de)

www.pluradent.de



# Faxbestellung

## kostenlos an Ihre Pluradent Niederlassung

Pluradent AG & Co KG (Zentrale)  
Kaiserleistraße 3 • D-63067 Offenbach  
Tel. 0 69/82983-0 • Free-Fax 0800/8298333

Hier und in weiteren 24 Niederlassungen  
können Sie uns erreichen:

|              | Free-Fax     | Telefon       |
|--------------|--------------|---------------|
| Berlin       | 0800/2363800 | 030/236365-0  |
| Bonn         | 0800/7263500 | 0228/72635-0  |
| Braunschweig | 0800/4660200 | 0531/242380   |
| Bremen       | 0800/9343736 | 0421/38633-0  |
| Chemnitz     | 0800/5174800 | 03722/5174-0  |
| Dortmund     | 0800/4894653 | 0231/9410470  |
| Düsseldorf   | 0800/2297800 | 0211/229752-0 |
| Flensburg    | 0800/9033400 | 0461/903340   |
| Hamburg      | 0800/9455334 | 040/329080-0  |
| Hannover     | 0800/5444450 | 0511/54444-6  |
| Karlsruhe    | 0800/8605800 | 0721/8605-0   |
| Kassel       | 0800/5897111 | 0561/5897-0   |
| Lübeck       | 0800/9455333 | 0451/87995-0  |
| München      | 0800/4626969 | 089/462696-0  |
| Osnabrück    | 0800/0489465 | 0541/95740-0  |
| Stuttgart    | 0800/2525560 | 0711/252556-0 |
| Ulm          | 0800/8605800 | 0731/97413-0  |

[www.plurashop.de](http://www.plurashop.de)

Für jede Online-Bestellung erhalten Sie unabhängig von der  
Höhe des Warenwertes **2% Online-Rabatt**.

Die Artikel ohne Angabe einer Artikelnummer sind in verschiedenen Farben, Größen oder  
Sortierungen erhältlich. Die genauen Angaben entnehmen Sie bitte dem Pluradent Labor-Katalog.  
Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und abzgl. Skonto (Leasing: 60 Monate, 10 % Restwert;  
Skonto bei Leasingraten bereits berücksichtigt), sofern nicht anders angegeben. Die Lieferung  
erfolgt zu unseren bekannten Liefer-, Montage- und Zahlungsbedingungen. Preisirrtümer und  
Änderungen vorbehalten. Ab einer Summe von € 175,- (+ MwSt.) sparen Sie € 3,90 Versand-  
kostenanteil.

Gültig von Februar bis März 2012  
[www.pluradent.de](http://www.pluradent.de)

