

EyeMag Light
Leicht, mobil und lichtstark.



EyeMag® Light

Sehfelder exzellent ausleuchten.

Die lichtstarke und mobile LED-Lichtquelle EyeMag Light leuchtet das Sehfeld exzellent aus und sorgt für beste Detailerkennung und hohen Kontrast. Einfache Bedienung, geringes Gewicht und integrierte Temperaturregelung bieten maximalen Komfort – auch bei längerer Behandlung. Das mobile Beleuchtungssystem ist die optimale Ergänzung des Kopflupenprogramms EyeMag von Carl Zeiss.



Compliance für EyeMag® Light Lichtquelle für Kopflupen und Zubehör:

- DIN EN ISO 9001 ■ DIN EN ISO 13485 ■ DIN EN 60825-1
- LED Klasse 2 **CE**

EyeMag ist ein eingetragenes Warenzeichen von Carl Zeiss.

Carl Zeiss Surgical GmbH

Ein Unternehmen der Carl Zeiss Meditec AG
73446 Oberkochen
Telefax: +49 (0) 73 64 20-48 23
E-Mail: surgical@meditec.zeiss.com
www.meditec.zeiss.de/lupen
www.meditec.zeiss.de/kontakte



Exzellente Ausleuchtung und Bedienkomfort

Exzellente Ausleuchtung – für brillante Bildqualität

- Helles Leuchtfeld dank leistungsfähiger LED-Lichtquelle
- Ausgezeichnete Lichtverteilung ohne Farbverlauf
- Optimale Anpassung des Designs und der Leuchtfeldgröße an die EyeMag Kopflupen
- Zwei Helligkeitsstufen wählbar

Einfache Bedienung – für entspanntes Arbeiten

- Einfache Adaption an alle EyeMag Kopflupen
- Betriebsdauer bis zu 8 Stunden
- Schneller Wechsel der NiMH-Akkus
- Geringes Gewicht für hohen Tragekomfort
- Mobiler Einsatz durch handliche Versorgungseinheit mit praktischem Gürtelclip

Ein Plus an Sicherheit –

für mehr Komfort im medizinischen Alltag

- Zulassung als Medizinprodukt
- Aktive Temperaturregelung für angenehme Handhabung des Lampengehäuses
- LED-Kontrollanzeigen informieren jederzeit über den aktuellen Betriebsstatus
- Oberflächenresistenz gegenüber handelsüblichen Desinfektionsmitteln

Produktprogramm EyeMag Light

- LED-Beleuchtung EyeMag Light
- Adapter für EyeMag Smart
- Adapter für EyeMag Pro

