



EyeMag™

Medizinische Kopflupen von Carl Zeiss



We make it visible.

»MEHR SEHEN« mit Carl Zeiss. Die neue Sicht der Dinge.

Die steigenden Ansprüche an Präzision und Qualität in der Zahnmedizin machen Kopflupen zum unverzichtbaren Arbeitsgerät für Zahnarzt, Assistenz und Zahntechniker. Mit der neuen Produktfamilie EyeMag™ bietet Carl Zeiss medizinische Kopflupen, die sich durch hervorragende Abbildungsgüte, hohen Tragekomfort und modernes Design auszeichnen.

Präzise sehen:

- Hohe Abbildungsgüte und Farbtreue – brillantes Bild bis in die Randzone
- Exzellente Orientierung in der Tiefe dank hoher Schärfentiefe
- Große Sehfelder für optimale Übersicht

[www.pluradent.de]

Hier und in vielen weiteren Niederlassungen finden Sie uns: Pluradent AG & Co KG (Zentrale) - Kaiserleistraße 3 - 63067 Offenbach - Tel. 0 69 / 8 29 83-0
Bonn: Tel. 02 28 / 7 26 35-0 - Bremen: Tel. 04 21 / 3 86 33-0 - Chemnitz: Tel. 03 72 2 / 5 17 4-0 - Dortmund: Tel. 02 31 / 9 41 04 70 - Flensburg: Tel. 04 61 / 90 33 40
Hamburg: Tel. 0 40 / 32 90 80-0 - Hannover: Tel. 05 11 / 5 44 44-6 - Karlsruhe: Tel. 07 21 / 86 05-0 - Kassel: Tel. 05 61 / 58 97-0 - München: Tel. 0 89 / 46 26 96-0
Osnabrück: Tel. 05 41 / 9 57 40-0


pluradent
Ihr Partner für Erfolg

Medizinische Kopflupen von Carl Zeiss

In Sekunden bereit für den Patienten...

- Intuitive und schnelle Anpassung an individuelle Bedürfnisse (Pupillendistanz, Neigungswinkel)
- Flip-up-Funktion ermöglicht Blickkontakt mit dem Patienten und freie Sicht

Entspannt arbeiten...

- Individuelle Einstellungen ermöglichen ergonomische Sitzhaltung
- Optimale Behandlungsposition durch eine große Auswahl an Arbeitsabständen
- Hoher Tragekomfort dank guter Gewichtsverteilung

Kopflupe EyeMag Smart (Galileische Bauart)

- Kopflupe EyeMag Smart – Tragesystem: Titan-Brillenfassung in drei Größen (S, M und L) mit Softnasenreiter und Halteband

| EyeMag Smart | | | | |
|---------------------|------|------|------|------|
| Arbeitsabstand (mm) | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Vergrößerung | 2,5x | 2,5x | 2,5x | 2,5x |
| Sehfeld (mm) | 67 | 77 | 86 | 96 |



EyeMag Smart € 998,00

Kopflupen EyeMag Pro (Keplersche Bauart)

- Kopflupe EyeMag Pro F – Tragesystem: Titan-Brillenfassung in drei Größen (S, M und L) mit Softnasenreiter und Halteband
- Kopflupe EyeMag Pro S – Tragesystem: Kopfband



EyeMag Pro F € 1.352,00



EyeMag Pro S € 1.598,00

| Eye Mag Pro F / S | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-----|------|------|------|------|-----|------|
| Arbeitsabstand (mm) | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 |
| Vergrößerung | 5x | 4x | 4,5x | 3,6x | 4,3x | 3,5x | 4x | 3,3x |
| Sehfeld (mm) | 44 | 56 | 56 | 71 | 68 | 86 | 81 | 100 |