

EyeMag Pro - Medizinische Kopflupen
Die neue Sicht der Dinge.



We make it visible.

Medizinische Kopflupen EyeMag™ Pro F und EyeMag™ Pro S Professionelle Optik für höchste Ansprüche.

Sie können nur das optimal behandeln, was Sie optimal sehen. Die Kopflupen EyeMag Pro von Carl Zeiss erzeugen ein brillantes, stereoskopisches Bild. So differenzieren Sie feinste Strukturen besser und schaffen die Voraussetzung für eine hohe Qualität Ihrer Arbeit. Wählen Sie Ihre individuelle Lupe aus dem breiten Spektrum von Arbeitsabständen und Vergrößerungen. Entscheiden Sie sich beim Tragesystem zwischen einer Titan-Brillenfassung (F) oder einem Kopfbandsystem (S). EyeMag Pro und ihre exzellente optische Qualität werden Sie vom ersten Augenblick an überzeugen.



EyeMag Pro F

EyeMag Pro S

Optische Systeme					
Arbeitsabstand (mm)	500	500	450	450	400
Arbeitsabstand (inch)	20	20	18	18	16
Vergrößerung	3,2x	4x	3,3x	4x	3,5x
Sehfeld (mm)	115	93	100	81	86
Arbeitsabstand (mm)	400	350	350	300	300
Arbeitsabstand (inch)	16	14	14	12	12
Vergrößerung	4,3x	3,6x	4,5x	4x	5x
Sehfeld (mm)	68	71	56	56	44

Compliance für Kopflupen EyeMag Pro F und EyeMag Pro S sowie Zubehör:

■ DIN EN ISO 9001 ■ DIN EN ISO 13485 **CE**

EyeMag ist ein Warenzeichen von Carl Zeiss

Carl Zeiss Surgical GmbH

Ein Unternehmen der Carl Zeiss Meditec AG
73446 Oberkochen
Telefax: +49 (0) 73 64 20-48 23
E-Mail: surgical@meditec.zeiss.com
www.meditec.zeiss.de/lupen
www.meditec.zeiss.de/kontakte

Qualitätsoptik und anspruchsvolles Design

Präzise sehen ...

- Hohe Abbildungsgüte und Farbtreue – brillantes Bild bis in die Randzone
- Exzellente Orientierung in der Tiefe dank hoher Schärfentiefe
- Große Sehfelder für optimale Übersicht

Entspannt arbeiten ...

- Hervorragender Sitz durch ergonomische Passform der zwei unterschiedlichen Tragevarianten (Kopfband S, Titanfassung F)
- Individuelle Einstellungen ermöglichen aufrechte Haltung bei jedem Neigungswinkel
- Optimale Behandlungsposition durch eine große Auswahl an Arbeitsabständen

Schnell und komfortabel behandeln ...

- Intuitives und schnelles Bedienen dank einfacher Justierung
- Flip-up Funktion ermöglicht Blickkontakt mit dem Patienten und freie Sicht
- Sterilisierbarer Berührungsschutz erlaubt das Auf- und Abschwenken auch unter keimfreien Bedingungen

Produktprogramm

Kopflupen EyeMag Pro (Keplersche Bauart)

- Kopflupe EyeMag Pro F
(Tragesystem: Titan-Brillenfassung in drei Größen)
- Kopflupe EyeMag Pro S (Tragesystem: Kopfband)
- Objektivschutz
- Sterilisierbarer Berührungsschutz
- Reinigungstuch für die Optik



We make it visible.