

EyeMag Smart - Medizinische Kopflupen
Die neue Sicht der Dinge.



We make it visible.

Medizinische Kopflupe EyeMag™ Smart Die Übersicht bewahren, Details sicher erkennen.

Strukturen einwandfrei zu erkennen, hilft Ihnen, die Qualität Ihrer Arbeit zu erhöhen. Die Kopflupe EyeMag Smart von Carl Zeiss bietet Ihnen eine optimale Bildqualität bei 2,5-facher Vergrößerung. Die kompakte Anordnung der hochwertigen optischen Komponenten und die vielseitigen Einstellmöglichkeiten fördern ein entspanntes Arbeiten. Kopflupe EyeMag Smart: Der sichere Begleiter bei Ihren täglichen Anwendungen.



EyeMag Smart

Optische Systeme					
Arbeitsabstand (mm)	300	350	400	450	550
Arbeitsabstand (inch)	12	14	16	18	22
Vergrößerung	2,5x	2,5x	2,5x	2,5x	2,5x
Sehfeld (mm)	67	77	86	96	115

Compliance für Galilei-Kopflupe EyeMag Smart und Zubehör:

- DIN EN ISO 9001
- DIN EN ISO 13485
- CE

EyeMag ist ein Warenzeichen von Carl Zeiss

Qualitätsoptik und anspruchsvolles Design

Präzise sehen ...

- Hohe Abbildungsgüte und Farbtreue – brillantes Bild bis in die Randzone
- Exzellente Orientierung in der Tiefe dank hoher Schärfentiefe
- Große Sehfelder für optimale Übersicht

In Sekunden bereit für den Patienten ...

- Intuitive und schnelle Anpassung an individuelle Bedürfnisse (Pupillendistanz, Neigungswinkel)
- Flip-up-Funktion ermöglicht Blickkontakt mit dem Patienten und freie Sicht
- Einfaches Anbringen und Abnehmen des Lupenvorsatzes

Entspannt arbeiten ...

- Individuelle Einstellungen ermöglichen ergonomische Sitzhaltung
- Optimale Behandlungsposition durch eine große Auswahl an Arbeitsabständen
- Hoher Tragekomfort dank guter Gewichtsverteilung

Produktprogramm

Kopflupe EyeMag Smart (Galileische Bauart)

- Kopflupe EyeMag Smart (Tragesystem: Titan-Brillenfassung in drei Größen)
- Objektivschutz
- Sterilisierbarer Berührungsschutz
- Reinigungstuch für die Optik

Carl Zeiss Surgical GmbH

Ein Unternehmen der Carl Zeiss Meditec AG
73446 Oberkochen
Telefax: +49 (0) 73 64 20-48 23
E-Mail: surgical@meditec.zeiss.com
www.meditec.zeiss.de/lupen
www.meditec.zeiss.de/kontakte



We make it visible.