



# pluradent präsentiert:

KaVo. Dental Excellence.

## KaVo MULTI LED

Exklusives Licht für lupenreine Sicht

[Neu]

### Einfach und flexibel

- die einfachste und schnellste Art, auf LED umzusteigen
- einfach alte Hochdrucklampe selber austauschen

### Wirtschaftlich

- keine neue Kupplung, kein neuer Motor nötig – lediglich LED als Ersatz zur Hochdrucklampe austauschen und bisherige KaVo MULTIflex Kupplungen, Motoren und Instrumente weiterverwenden
- deutlich höhere Lebensdauer gegenüber den bisherigen Hochdrucklampen

### Optimale Sicht durch bestes Licht

- tageslichtähnliche Beleuchtung des Behandlungsfelds, klarer und fokussierter als jede andere LED
- optimale, augenschonende Tageslicht-/Farbtemperatur bei 5.500 K
- Beleuchtungsstärke von 25.000 LUX an der Bohrspitze

MULTI LED Ersatzlampe\*

Art.-Nr. 203961, € 65,00



KaVo LED



LED Wettbewerber A



LED Wettbewerber B



MULTIflex LUX 465 LED, Art.-Nr. 203962

statt € 495,00 nur € 429,00

**\* Bitte sprechen Sie Ihren pluradent Fachberater oder Servicetechniker auf den optimalen Einsatz der LED bei Ihren Einheiten an!**

**pluradent**  
Ihr Partner für Erfolg

# Echte Experten kennen Ihre Stärken



## INTRACompact

Die Entscheidung liegt auf der Hand

Profitieren Sie von der Expert Series in allen Facetten. KaVo Langlebigkeit mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis.

### INTRACompact – Winkelstücke mit brilliantem Licht.

- seit 2005 bereits mehr als 100.000 Mal verkauft
- überzeugende Zuverlässigkeit und Lebensdauer durch hochwertige Materialien und bewährte KaVo-Technologie
- sicheres Präparieren ohne Verletzungsgefahr dank großer Spannungshaltekraft

### INTRACompact 25 LHC

Übersetzungswinkelstück 1:5

- ruhiges Arbeiten dank Triple Gear
- 3fach Spray
- geringe Lautstärke 55 db(A)

Art.-Nr. 18678, statt € 1.268,00

nur **€ 854,00**



### INTRACompact 2068 LHC

Winkelstück 1:1

Art.-Nr. 18674, statt € 861,00

nur **€ 599,00**



### INTRACompact 0767 LHC

Reduzier-Winkelstück 5,4:1

Art.-Nr. 18676, statt € 936,00

nur **€ 664,00**

### INTRACompact 0768 LHC

Reduzier-Winkelstück 2,7:1

Art.-Nr. 90414, statt € 923,00

nur **€ 645,00**

## Ihr kraftvolles Universalinstrument – von Prophylaxe bis Chirurgie

### SONICflex quick 2008 L

Spitzenwechsel leicht gemacht

- schneller und komfortabler Spitzenwechsel, nur eine Umdrehung
- dieselben herausragenden Eigenschaften wie beim Klassiker SONICflex 2003L
- auch passend mit Sirona Kupplungen

KaVo Anschluss, Art.-Nr. 51792

statt € 1.818,00 nur **€ 1.459,00**

[inkl. 6 Spitzen]



### SONICflex LUX 2003 L

Mehr als nur ein pneumatisches ZEG

Art.-Nr. 37676, statt € 1.818,00

nur **€ 1.459,00**

[inkl. 6 Spitzen]



Fragen Sie Ihren pluradent Fachberater nach weiteren KaVo Instrumenten-Sonderpreisen!

# Wahre Meister kennen keine Kompromisse



## GENTLEpower

Beste Sicht, höchste Bewegungsfreiheit

Verzichten Sie in Ihrer Praxis auf Kompromisslösungen. Sichern Sie sich stattdessen mit der innovativen Master Series von KaVo höchste Qualität und größtmögliche Sicherheit.

- bester Zugang zum molaren Bereich durch patentierte Instrumentenform
- perfekte Griffigkeit und Hygiene durch Plasmatec-Beschichtung
- Gehörschutz durch geringe Lautstärke und angenehmes KaVo-Laufgeräusch

## GENTLEpower 25 LP

Übersetzungswinkelstück 1:5

- Keramik-Kugellager
- Dreidüsen-Spray
- Triple-Gear-System
- 100°-Kopfwinkel für perfekten Zugang im molaren Bereich

Art.-Nr. 26705, statt € 1.663,00

nur **€ 1.059,00**



## GENTLEpower 10 LP

Handstück 1:1

- das Gradlinige für den Praxisalltag
- auch für leichte, extraorale Technicarbeiten wie Prothesenkorrekturen

Art.-Nr. 26709, statt € 1.073,00 nur **€ 735,00**



## GENTLEpower 7 LP

Reduzierunterteil 2,7:1

Art.-Nr. 26707, statt € 850,00 nur **€ 559,00**

## 68 LH INTRA Lux Kopf 1:1 / 67 LH INTRA LUX 2:1

68 LH Art.-Nr. 98352, statt € 378,00 nur **€ 252,00**

- für Winkelstückbohrer

67 LH Art.-Nr. 98363, statt € 385,00 nur **€ 252,00**



## GENTLEsilence LUX 8000 B/BS/BN

Genießen Sie die Laufruhe. Spüren Sie die Kraft. Entscheiden Sie sich für die exzellente GENTLEsilence Turbine!

- nur 57 dB(A)!
- Keramik-Kugellager
- Vierdüsen-Spray
- Rücksaugstop
- 100°-Kopfwinkel für perfekten Zugang im molaren Bereich

LUX 8000 B (KaVo-Anschluss) Art.-Nr. 18681  
LUX 8000 BS (Sirona-Anschluss) Art.-Nr. 23350  
LUX 8000 BN (NSK-Anschluss) Art.-Nr. 23351

statt € 1.398,00 nur je **€ 888,00**

**[ Jetzt mit Sirona und NSK Anschluss! ]**

Fragen Sie Ihren pluradent Fachberater nach weiteren KaVo Instrumenten-Sonderpreisen!



# Werterhaltung Ihrer Instrumente

## QUATTROcare 2104/A

Beste Pflege für Ihre Instrumente

Der Werterhalt Ihrer Instrumente liegt uns am Herzen. Nur durch optimale Reinigung kann gewährleistet werden, dass Sie lange Freude an Ihrem wertvollen Instrumentarium haben.

Pflegen Sie bis zu vier Instrumente auf einmal mit dem Pflegesystem QUATTROcare. Bestmögliche Reinigung und Pflege für vier Instrumente in weniger als einer Minute!

### Basisgerät mit Druckluftanschluss

1 Multiflex-Pflegekupplung  
3 INTRAmatic-Pflegekupplungen  
1 QUATTROcare-Spraydose

Art.-Nr. 200351 Anthrazit  
Art.-Nr. 70689 Mint

statt € 2.958,00 nur **€ 1.859,00**



## Fax-Bestellung an Ihre pluradent-Niederlassung

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Menge	Preis in €

Stempel/Unterschrift:

Kunden-Nr.:

Ort / Datum:



Partner von  
**Miles & More**  
Lufthansa

Alle Instrumentenpreise verstehen sich rein netto und zuzüglich MwSt. Preisirrtümer und Änderungen vorbehalten. Gültig von März bis Mai 2010. Die Lieferung erfolgt zu unseren bekannten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

**Pluradent AG & Co KG (Zentrale) · Kaiserleistraße 3 · 63067 Offenbach · Tel. 0 69 / 8 29 83-0 · Free-Fax 08 00 / 8 29 83 33**

**Kostenlose Fax-Bestellung an die pluradent-Niederlassungen:** Berlin: Fax 08 00 / 2 36 38 00 · Tel. 0 30 / 23 63 65-0 · Bonn: Fax 08 00 / 7 26 35 00 · Tel. 0 228 / 7 26 35-0 · Bremen: Fax 08 00 / 9 34 37 36 · Tel. 0 421 / 3 86 33-0 · Chemnitz: Fax 08 00 / 5 17 48 00 · Tel. 0 37 22 / 5 17 4-0 · Dortmund: Fax 08 00 / 4 89 46 53 · Tel. 0 231 / 9 41 04 70 · Flensburg: Fax 08 00 / 9 03 34 00 · Tel. 0 461 / 90 33 40 · Hamburg: Fax 08 00 / 9 45 53 34 · Tel. 0 40 / 32 90 80-0 · Hannover: Fax 0 800 / 5 44 44 50 · Tel. 0 511 / 5 44 44-6 · Karlsruhe: Fax 08 00 / 8 60 58 00 · Tel. 0 721 / 86 05-0 · Kassel: Fax 08 00 / 5 89 71 11 · Tel. 0 561 / 58 97-0 · Magdeburg: Fax 08 00 / 7 31 12 39 · Tel. 0 391 / 7 31 12-35/36 · München: Fax 08 00 / 4 62 69 69 · Tel. 0 89 / 46 26 96-0 · Ulm: Fax 08 00 / 8 60 58 00 · Tel. 0 731 / 9 74 13-0 · Nürnberg: Fax 08 00 / 8 29 83 33 · Tel. 0 911 / 9 54 75-0 · Osnabrück: Fax 08 00 / 0 48 94 65 · Tel. 0 541 / 9 57 40-0 · Stuttgart: Fax 08 00 / 2 52 55 60 · Tel. 0 711 / 25 25 56-0