

pluradent Labor Februar-März 2010

Lupenleuchte RLLQ 6, Waldmann

Lupe mit LED-Licht

- hohe Beleuchtungsstärke und hohes Energieeinsparpotenzial durch äußerst effizientes Lichtkonzept
- extrem lange Lampenlebensdauer
- verzerrungsfreie Darstellung des zu prüfenden Objektes durch hochwertige Kunststofflinse (5,3 Dioptrien)
- integrierter Soft-Touch-Sensor am Leuchtenkopf

Lupenleuchte RLLQ 6 mit Sockel, Art.-Nr. 200748, statt € 389,00 nur **€ 369,00**
(Tischfuß oder Tischklemme sind im Lieferumfang nicht enthalten)

optionales Zubehör für Lupenleuchte RLLQ 6 und Minela LED:

Tischfuß schwarz	Art.-Nr. 200750	€ 52,00
Tischklemme TK	Art.-Nr. 200751	€ 17,20



Abbildung mit Tischfuß

MINELA LED, Waldmann

LED-Arbeitsplatzleuchte

- hohe Lichtqualität durch hohe Beleuchtungsstärke und gleichmäßige Ausleuchtung der Schreibtischfläche
- blendfreies Arbeiten durch mehrdimensionale Einstellbarkeit des Leuchtenkopfes
- hohe Energieeffizienz durch hochwertige »High Power Multichip LED«
- Lichtmenge individuell einstellbar durch Dimmfunktion
- Ein-, Ausschalten und Dimmen möglich durch Touch-LED-Sensor am Leuchtenkopf

Minela Typ ETL 1 F, Art.-Nr. 200749, statt € 397,00 nur **€ 377,00**
(Tischfuß oder Tischklemme sind im Lieferumfang nicht enthalten.)



ERGORET AQUA, Art.-Nr. 15872, **€ 818,00**

ERGORET AQUA, REITEL Arbeitsplatz zur Nassbearbeitung

- hervorragende Sichtverhältnisse durch Plexiglas-Korpus und Glasdeckel
- angenehme Beleuchtung, wasserdicht
- ergonomische Handdurchführungen
- hochwertige Materialien, wasserdichtes Gehäuse
- ideal zum Nassschleifen von Zirkondioxid
- optionale Wasserspülung

K-AIR plus, KaVo

Die Symbiose aus Perfektion und Geschwindigkeit

- mit Spray und Blasluft
- besonders zur Bearbeitung von Zirkonoxid geeignet
- extrem geringer Geräuschpegel
- max. Drehzahl 270.000 U/min

Art.-Nr. 08997

statt € 2.095,00 nur **€ 1.895,00**



gammasil PERFECT TEC 3D, müller-omicron Scanbares Knetsilikon

- für die Anwendung in der CAD/CAM-Technologie
- eignet sich speziell für die puderfreie optische 3D-Registrierung
- additionsvernetzend, Endhärte Shore A95, Farbe: ockergelb

1 x 420 ml Base + Katalysator

Art.-Nr. 50942, **€ 33,50**

1 x 5 kg Base + Katalysator

Art.-Nr. 50969, **€ 155,50**



Fujirock EP OptiXscan, GC Scanbarer Superhartgips Klasse IV

- kompatibel zu allen derzeitigen Scan-Geräten (Laser, optisch)
- extrem glatte, reflexionsfreie Oberfläche
- schnelle Bearbeitung durch anpassbare Verarbeitungszeit und kurze Abbindezeit
- variables Mischverhältnis ohne Auswirkungen auf die physikalischen Eigenschaften
- geringe Expansion für höchste Präzision
- sehr hohe Festigkeit (53 Mpa) für problemloses Entnehmen, Beschleifen und Sägen



GC Fujirock EP OptiXscan,

Inca Brown, 5 kg

Art.-Nr. 22127

statt € 42,30 nur **€ 35,95**

Erkopress 300 Tp / 300 Tp-ci, Erkodent [Neu]

Druckformgeräte für alle Anwendungen in der dentalen Tiefziehtechnik

- berührungsloser Temperatursensor zur genauen Bestimmung der tatsächlichen Temperatur des Tiefziehmaterials
- keine Vorheizzeit
- verzögerungsfreie, senkrechte Anformung für gleichmäßige Folienstärke
- frei zugängliches Modell während der Heizzeit
- große Arbeitssicherheit durch Abschaltautomatik
- programmgesteuerte Funktion und Ablauf

Das 300 Tp-ci besitzt zusätzlich einen integrierten leistungsstarken Kompressor.

Lieferform: inkl. Füllgranulat, Edelstahl gerundet, Folienversuchspackung, Anwenderbroschüre

Erkopress 300 Tp

Art.-Nr. 201372, **€ 1.825,00**

Erkopress 300 Tp-ci

Art.-Nr. 204886, **€ 2.212,00**



Bei Kauf eines Erkopress 300 Tp oder 300 Tp-ci erhalten Sie ein Ausarbeitungsset Quick 2 (Art.-Nr. 18770) im Wert von € 59,90 inklusive.

Lifestyle-Produkte zu Top-Preisen

*plura*life

Tizio, Artemide

Der Klassiker von Richard Sapper für absolute Flexibilität.

- Maße: L max. 78 cm, H max. 119 cm, Fuß Ø 11 cm
- Material: lackiertes Metall, Kunstharz

Art.-Nr. 201817, statt UVP € 268,07 nur **€ 247,90** (rein netto)



Vom Umtausch ausgeschlossen.



Tolomeo, Artemide

Berühmt für ihr mehrfach ausgezeichnetes Design, berüchtigt für das Maximum an Flexibilität.

- Maße: H max. 129 cm, B max. 122 cm, Ø Fuß 23 cm, Ø Kopf 14,5 cm
- Material: Aluminium

Art.-Nr. 201818, statt UVP € 214,29 nur **€ 191,90** (rein netto)

Die aktuelle Empfehlung unserer Fachbuchhandlung:

Individuelle Riegel: Schwenkriegel, Drehriegel, Schubriegel, Quintessenz



Der letzte Band des »Kompendiums der dentalen Frästechnik« behandelt die individuelle Herstellung von Schwenk-, Dreh- und Schubriegeln, den drei bekanntesten Riegelarten.

Das Buch stellt eine konsequente Fortsetzung der drei vorangegangenen Bände dar. So werden Schwenk- und Schubriegel im Zusammenhang mit extrakoronaren Geschrieben und der Drehriegel in Verbindung mit Doppelkronen behandelt. Vorgestellt werden die Einsatzgebiete dieser Techniken, spezielle Probleme und deren Lösung. Im Vordergrund steht dabei die Individualität bei der Herstellung der jeweiligen Riegel. Abschließend wird die gesamte Problematik nochmals anhand von Meisterarbeiten illustriert und diskutiert.

Das Buch ist hauptsächlich für den interessierten Anwender und speziell für Meisterschüler gedacht.

ISBN 978-3-938947-77-7, **€ 88,00** (inkl. MwSt, rein netto)

Für nähere Auskünfte:
07 21 / 86 05-272

Drufosmart scan, Dreve Druckformgerät für die komplette Tiefziehtechnik

- geeignet für alle Folien mit Materialstärken zwischen 0,1 mm und 5 mm
- integrierter Barcode-Scanner erfasst Foliencodes
- einfache Bedienung mittels selbsterklärender Bedientastatur und umfangreicher Displayinformation
- Überhitzungsschutz
- digitale und akustische Kontrolle von Heiz- und Abkühlphase
- sichere Anwendung durch 2-Hand-Steuerung
- variabel einstellbarer Arbeitsdruck von 2-4 bar
- modernes Gehäusedesign, erhältlich in den Farben rot und silber

Verwendbare Folien : Ø 120 mm und □ 120 × 120 mm

Drufosmart scan + Basissortiment Folien +
Luftanschlussschlauch

rot, Art-Nr. 201366 **€ 1.794,00**

silber, Art-Nr. 201367 **€ 1.794,00**

Bei Kauf eines Drufosmart scan
erhalten Sie 2 x Bleigranulat je
1,2 kg (Art.-Nr. 98056) inklusive!



Faxbestellung – kostenlos an Ihre pluradent Niederlassung

Pluradent AG & Co KG (Zentrale)

Kaiserleistraße 3 · 63067 Offenbach

Tel. 0 69 / 8 29 83-0 · Free-Fax 08 00 / 8 29 83 33

Berlin	Fax 08 00 / 2 36 38 00	Tel. 030 / 23 63 65-0
Bonn:	Fax 08 00 / 7 26 35 00	Tel. 02 28 / 7 26 35-0
Bremen:	Fax 08 00 / 9 34 37 36	Tel. 04 21 / 3 86 33-0
Chemnitz:	Fax 08 00 / 5 17 48 00	Tel. 037 22 / 51 74-0
Dortmund:	Fax 08 00 / 4 89 46 53	Tel. 02 31 / 9 41 04 70
Düsseldorf:	Fax 08 00 / 2 29 78 00	Tel. 02 11 / 22 97 52-0
Flensburg:	Fax 08 00 / 9 03 34 00	Tel. 04 61 / 90 33 40
Hamburg:	Fax 08 00 / 9 45 53 34	Tel. 040 / 32 90 80-0
Hannover:	Fax 08 00 / 5 44 44 50	Tel. 05 11 / 5 44 44-6
Karlsruhe:	Fax 08 00 / 8 60 58 00	Tel. 07 21 / 86 05-0
Kassel:	Fax 08 00 / 5 89 71 11	Tel. 05 61 / 58 97-0
Lübeck:	Fax 08 00 / 9 45 53 33	Tel. 04 51 / 8 79 95-0
München:	Fax 08 00 / 4 62 69 69	Tel. 089 / 46 26 96-0
Osnabrück:	Fax 08 00 / 0 48 94 65	Tel. 05 41 / 9 57 40-0
Stuttgart:	Fax 08 00 / 2 52 55 60	Tel. 07 11 / 25 25 56-0

»Mengenrabatt« (auf Verbrauchsmaterialien)

Je nach Höhe Ihrer Bestellung ziehen wir für Sie bei Bestellungen sofort ab:

ab € 500,00 = **2,0 %** ab € 1.000,00 = **3,0 %**

ab € 750,00 = **2,5 %** ab € 1.500,00 = **3,5 %**

(+ MwSt.)

»Alles-Klar-Bestellung«

Für eine eindeutige Bestellung ab € 500,00 (+ MwSt.) mit Angabe von Artikelnummer und -bezeichnung, gewünschter Menge und Ihrer Kundennummer sichern Sie sich weitere

0,5 % Rabatt

»www.plurashop.de«

Für jede Online-Bestellung erhalten Sie unabhängig von der Höhe des Warenwertes

2 % Online-Rabatt (inkl. 0,5 % Alles-Klar-Rabatt)

Alle Preise verstehen sich zuzüglich MwSt. und abzüglich Skonto sofern nicht anders angegeben. Die Lieferung erfolgt zu unseren bekannten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen! Preisirrtümer und Änderungen vorbehalten.

Ab einer Summe von € 175,00 (+ MwSt.) sparen Sie € 3,90 Versandkostenanteil.

Gültig von Februar bis März 2010.

[www.pluradent.de]

