



PaX-Uni3D


3D, OPG, CEPH One-Shot - modular




Neu!

das
spitzenklasse
röntgengerät,
das mit ihren
anforderungen
wächst.

modular



>> 3D Diagnostik FOV 5 x 5 cm



>> verbesserte Sinus Darstellung

Top 3D für Alle: ökonomisch, modular, zukunftssicher!

Das Uni[versal]3D ist für den universalen Praxiseinsatz optimiert. Der 3D-Scan liefert gezielt eine 3D Aufnahme eines definierten Kieferausschnittes.

Die Höhe von 5 cm ist entscheidend für die perfekte Darstellung von Sinus oder Mandibularis.

Ideal für implantologisch tätige Praxen.

- >> Hochwertigste 3D Aufnahmen, schnell und präzise: transversale und longitudinale Schnitte. Implantatplanungs-Software inklusive – DICOM 3.0 kompatibel.
- >> OPG-Aufnahmen der Spitzenklasse, automatischer Sensortausch zwischen 3D und OPG-Modus.
- >> Großflächiger Flat-Panel one-shot CEPH-Sensor [26,4 x 32,5 cm], < 0,9 Sek. Belichtungszeit.

- >> Modularer Aufbau - Sie entscheiden. Das Uni 3D ermöglicht den stufenweisen Einstieg in die 3D Welt.
- >> Starten Sie mit einem digitalen OPG der Spitzenklasse und rüsten Sie 3D nach, wann immer Sie möchten. Investieren Sie nicht in Einbahnstraßen.
- >> Starten Sie gleich mit 3D plus OPG und erweitern Sie Ihre 3D Fähigkeiten sukzessive. Weitere Optionen ab 2009.

www.orangedental.de
info . 07351 . 474 990

orangedental
premium innovations

