



Geltungsbereich: Behandlungszimmer/Behandlungsbereich

Zweck: Aufbereitung Behandlungszimmer NACH durchgeführter Behandlung

Verantwortliche/r: Zahnarzt/Zahnärztin (Z), Assistenz (A)

Hygienemaßnahmen PSA Behandlungsteam

PSA Persönliche Schutzausrüstung:

- langärmeligen, flüssigkeitsabweisenden Schutzkittel anziehen
- Mund-Nasen-Schutz oder wenn vorhanden FFP2/FFP3 Maske anlegen
- Schutzbrille mit Seitenschutz anlegen
- Kopfhaube
- Visier anlegen
- hygienische oder chirurgische Händedesinfektion – je nach Behandlungsart
- unsterile/ sterile Einmalhandschuhe

Nr.	Arbeitsschritt/Arbeitsfolge	V	Maßnahme
1.	Ablegen der Schutzausrüstung Zahnarzt	Z	<ul style="list-style-type: none"> • teilweise Ablegen der Schutzausrüstung und Entsorgung in das dafür vorgesehene Behältnis • (langärmeligen, flüssigkeitsabweisenden Schutzkittel, Visier, Kopfhaube, Schutzbrille mit Seitenschutz, unsterile/sterile Einmalhandschuhe) • Mund-Nasen-Schutz oder FFP2/FFP3 Maske wird aufbewahrt • hygienische Händedesinfektion durchführen • Abnehmen des Mund-Nasen-Schutz oder FFP2/FFP3 Maske • hygienische Händedesinfektion durchführen • Behandlungszimmer verlassen
2.	Ablegen der Schutzausrüstung Assistenz	A	<ul style="list-style-type: none"> • teilweise Ablegen der Schutzausrüstung und Entsorgung in das dafür vorgesehene Behältnis • (langärmeligen, flüssigkeitsabweisenden Schutzkittel, Visier, Kopfhaube, unsterile/sterile Einmalhandschuhe) • Mund-Nasen-Schutz oder FFP2/FFP3 Maske wird aufbewahrt • hygienische Händedesinfektion durchführen
3.	Fenster öffnen	A	<ul style="list-style-type: none"> • um das Aerosol zu verringern das Zimmer lüften, gerne öfters
4.	Vorbereitung Hygienemaßnahmen Behandlungszimmer durchführen	A	<ul style="list-style-type: none"> • Schutzhandschuhe nach DIN EN 374 mit längeren Stulpen anlegen

<i>Speicherort:</i>					
© P.Peters & M.Pohl	Erstellt	Geändert	Geprüft	Freigabe	Seite:
	Kürzel / Datum:	Kürzel / Datum:	Kürzel / Datum:	Kürzel / Datum:	
	22.04.20 PP/MP	22.04.20 PP/MP	22.04.20 PP/MP	22.04.20 PP/MP	Seite 1 von 2



Nr.	Arbeitsschritt/Arbeitsfolge	V	Maßnahme
5.	Instrumententransport und Abfallentsorgung vorbereiten und durchführen	A	<ul style="list-style-type: none"> Entfernung von Abdecktüchern und Abfällen Entsorgung in das dafür vorgesehene Behältnis Verwendete Übertragungsinstrumente für 20 Sek. mit Wasser durchspülen, dann erst von der Behandlungseinheit abnehmen Ablage der Instrumente in verschließbarer gesicherter Transportbox Transport und Entsorgung durchführen durch Springer – Assistenz bleibt im Behandlungszimmer
6.	Hygienemaßnahmen Behandlungszimmer durchführen	A	<ul style="list-style-type: none"> Spülung an wasserführenden Entnahmestellen 20 Sek. durchführen, dass bedeutet alle verwendeten Motoren-, ZEG und Mehrfunktionsspritzenschläuche Wischdesinfektion Behandlungseinheit durchführen, Einwirkzeit (feucht) einhalten und trocknen lassenentsprechendes Desinfektionsmaterial durch Absauganlage saugen Wischdesinfektion der übrigen Oberflächen im Behandlungsraum
7.	Ablegen der Schutzausrüstung Assistenz	A	<ul style="list-style-type: none"> Schutzhandschuhe nach DIN EN 374 mit längeren Stulpen ablegen hygienische Händedesinfektion durchführen Mund-Nasen-Schutz oder FFP2/FFP3 Maske abnehmen hygienische Händedesinfektion durchführen Behandlungszimmer verlassen

Speicherort:					
© P.Peters & M.Pohl	Erstellt	Geändert	Geprüft	Freigabe	Seite:
	Kürzel / Datum:	Kürzel / Datum:	Kürzel / Datum:	Kürzel / Datum:	
	22.04.20 PP/MP	22.04.20 PP/MP	22.04.20 PP/MP	22.04.20 PP/MP	Seite 2 von 2